

Anti-Ppp4C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

품목 번호: CM0019922

소개

인간 PPP4C (PP4/PPX)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 35 kDa 단백질 검출. DNA 수리, 중심체 조직, TNF-알파 신호 전달에 관여.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP4C Rabbit pAb
비고/별칭	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
종	인간
유전자 ID (인간)	5531
유전자 ID	5531
면역원	인간 PPP4C (NP_002711.1)의 아미노산 1-307에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60510
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백