

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Ppp4R1 토끼 다클로날 항체 - Q8Tf05

품목 번호: CM0030243

소개

사람 및 마우스 샘플에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 Anti-PPP4R1 토끼 다클로날 항체입니다. NF-kappa-B 신호 전달 및 세포 분열의 주요 조절 인자인 세린/트레오닌 단백질 인산화효소 4 조절 아단위 1을 표적으로 합니다. IVD 원자재 조달에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP4R1 Rabbit pAb
비고/별칭	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	9989
GeneID	9989
면역원(Immunogen)	사람 PPP4R1 (NP_001035847.1)의 아미노산 324-647에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q8TF05
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)