

Wb, Elisa용 Anti-Ppp6C Rabbit Monoclonal Antibody - O00743

품목 번호: CM0009070

소개

PPP6C (Serine/threonine-protein phosphatase 6 catalytic subunit)에 대한 Rabbit monoclonal 항체입니다. Western blot 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 조절 및 선천성 면역 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PPP6C Rabbit mAb
비고/별칭	PP6; PP6C; PPP6C
종	인간
GeneID	5537
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00743
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩