

Wb 및 Elisa용 Anti-Ppp6R2 토끼 다클로날 항체 - O75170

품목 번호: CM0030397

소개

단백질 인산가수분해효소 6(PPP6R2/SAPS2)의 조절 소단위체를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. PP6 매개 탈인산화 및 TNF 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PPP6R2 Rabbit pAb
비고/별칭	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9701
유전자 ID	9701
항원(Immunogen)	인간 PPP6R2 (NP_001229827.1)의 아미노산 640-959에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	O75170
단백질 분자량	105kDa
배송(Shipping)	Ice bag