

Wb, Elisa용 Anti-Pqbp1 Rabbit Monoclonal Antibody - O60828

품목 번호: CM0002263



소개

인간 PQBP1 (30 kDa)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. pre-mRNA splicing, transcription 및 선천 면역 연구에 적합함.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PQBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1
종	인간
GeneID	10084
면역원	인간 PQBP1 (NP_001027553.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O60828
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백