

Wb 및 Elisa용 Anti-Pqbp1 토끼 다클로날 항체 - O60828

품목 번호: CM0027563



소개

인간 PQBP1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐와 반응합니다. PQBP1은 pre-mRNA 스플라이싱, 전사 조절 및 선천성 면역과 관련된 본질적으로 무질서한 스캐폴드 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PQBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	10084 (인간)
면역원(Immunogen)	인간 PQBP1 (NP_005701.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60828
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)