

Wb 및 Elisa용 Anti-Prame 폴리클로날 항체 - P78395

품목 번호: CM0012942

소개

인간 PRAME(흑색종 항원)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 암, 세포사멸, 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRAME Rabbit pAb
비고/별칭	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
종	인간
유전자 ID (인간)	23532
유전자 ID	23532
면역원	인간 PRAME (NP_006106.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78395
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백