

Wb, Elisa용 Anti-Prb4 폴리클로널 항체 - P10163

품목 번호: CM0023955

소개

인간 기본 타액 프롤린 풍부 단백질 4(PRB4, 이하선 o 단백질)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 타액 단백질체학 및 구강 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRB4 Rabbit pAb
비고/별칭	Po; PRB4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5545
유전자 ID	5545
항원(Immunogen)	인간 PRB4 (NP_002714.2)의 아미노산 178-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P10163
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	Ice bag