


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Prc1 폴리클로날 항체 - O43663

품목 번호: CM0028441



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 anti-PRC1 항체. 인간, 마우스, 래트의 PRC1을 인식합니다. 세포질분열, 세포 분열 및 방광암 연구에 적합. 분자량 약 72 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRC1 Rabbit pAb
비고/별칭	ASE1; PRC1
종	인간
GeneID (인간)	9055
면역원	인간 PRC1 (NP_003972.1)의 아미노산 351-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43663
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백