

Wb 및 Elisa용 Anti-Prcc 폴리클로널 항체 - Q92733

품목 번호: CM0021119

소개

WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 Anti-PRCC 폴리클로널 항체입니다. 인간 PRCC 단백질(UniProt Q92733)과 반응합니다. 세포 주기 조절 및 유두상 신장 세포암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	유두상 신장 세포암 토끼 pAb
비고/별칭	TPRC; RCCP1; 유두상 신장 세포암
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5546
GeneID	5546
면역원(Immunogen)	인간 유두상 신장 세포암 (NP_005964.3)의 아미노산 240-491 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q92733
단백질 분자량(Protein Weight)	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)