

Anti-Prdm11 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Nqv5

품목 번호: CM0029495



소개

인간 PRDM11(PFM8)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다. 유니프로트: Q9NQV5.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PRDM11 토끼 pAb
비고/별칭	PFM8; PRDM11
종	인간
유전자 ID	56981
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NQV5
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백