

Anti-Prdm14 폴리클론항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q9Gzv8

품목 번호: CM0014734

소개

인간 PRDM14를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 PRDM14를 검출합니다. 줄기세포 다능성 및 생식세포 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRDM14 Rabbit pAb
비고/별칭	PFM11; PRDM14
종	인간
GeneID (인간)	63978
GeneID	63978
면역원	인간 PRDM14 (NP_078780.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9GZV8
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백