

Anti-Prdm14 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa, Chip용) - Q9Gzv8

품목 번호: CM0030260

소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA, ChIP로
검증된 PRDM14 토끼 다클론 항체입니다. 다능성,
배아줄기세포 동질성 및 생식세포 발달 연구에 필수적인
도구입니다. 64kDa. Q9GZV8.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRDM14 토끼 pAb
비고/별칭	PFM11; PRDM14
종	인간
유전자 ID (인간)	63978
유전자 ID	63978
면역원	인간 PRDM14 (NP_078780.1)의 아미노산 1-260번 서열에 해당하는 재조합 융합단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9GZV8
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스백