


Wb 및 Elisa용 Anti-Prdm2 토끼 다가 항체 - Q13029

품목 번호: CM0013750



소개

인간 PRDM2 (RIZ1/KMT8)에 대한 토끼 다가 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRDM2 Rabbit pAb
비고/별칭	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7799
GeneID	7799
면역원(Immunogen)	인간 PRDM2 (NP_036363.2)의 아미노산 1-176 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13029
단백질 분자량	189kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)