

Wb, Elisa용 항-Prdm6 다클론 항체 - Q9Nqx0

품목 번호: CM0029688

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-PRDM6 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 평활근 분화와 염색질 조절에서 PRDM6 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRDM6 토끼 pAb
비고/별칭	PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6
종	사람
GeneID (사람)	93166
GeneID	93166
면역원	사람 PRDM6 (NP_001129711.1)의 아미노산 376-595에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQX0
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스팩