

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prdm7 폴리클로날 항체 - Q9Nqw5

품목 번호: CM0027460

소개

재조합 단백질(aa 210-310)에 대해 생산된 인간 PRDM7(PFM4/ZNF910) 표적 Rabbit 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 히스톤 메틸전이효소 활성 및 크로마틴 리모델링 연구를 위한 후성유전학 연구 도구.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRDM7 Rabbit pAb
비고/별칭	PFM4; ZNF910; PRDM7
종	인간
GeneID (인간)	11105
GeneID	11105
면역원	인간 PRDM7 (NP_001091643.1)의 아미노산 210-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NQW5
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백