

Ihc-P, Elisa용 Anti-Prelid3A 폴리클로날 항체 - Q96N28

품목 번호: CM0021475



소개

미토콘드리아 인지질산 운반체인 인간 PRELID3A (SLMO1)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 카디오리핀 합성 연구를 지원하기 위해 IHC-P 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRELID3A Rabbit pAb
비고/별칭	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
종	인간
유전자 ID (인간)	10650
유전자 ID	10650
면역원	인간 PRELID3A (NP_006544.2)의 아미노산 70-172 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96N28
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백