


Wb, Elisa용 항-Prelid3B 토끼 폴리클로날 항체 - Q9Y3B1

품목 번호: CM0021775



소개

인간 PRELID3B(SLMO2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 아미노산 80-180 부위의 합성 펩티드를 면역원으로 생산되었으며, PRELI 도메인 함유 인단백질 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRELID3B 토끼 pAb
비고/별칭	SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B
종	인간
유전자 ID (인간)	51012
유전자 ID	51012
면역원	인간 PRELID3B(NP_057129.2)의 아미노산 80-180 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y3B1
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩