

Wb 및 Elisa용 Anti-Prelp 다클론 항체 - P51888

품목 번호: CM0022802

소개

WB 및 ELISA로 검증된 고품질 PRELP 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 PRELP와 반응합니다. 세포외기질 및 기저막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRELP 토끼 pAb
비고/별칭	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
종	인간
유전자 ID(인간)	5549
면역원	인간 PRELP(NP_002716.1)의 아미노산 200-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P51888
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩