

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prepl 다클론 항체 - Q4J6C6

품목 번호: CM0015026



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 PREPL 항체입니다. 골지체 수송 및 시냅스 소포 외ocytosis에 관여하는 세린 펩티다제인 프로릴 엔도펩티다제 유사 단백질(prolyl endopeptidase-like)을 표적으로 합니다. 약 84 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PREPL 토끼 pAb
비고/별칭	CMS22; PREPL
종	사람
GeneID (사람)	9581
GeneID	9581
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q4J6C6
단백질 분자량	84 kDa
배송	아이스팩