

Anti-Presenilin 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49768

품목 번호: CM0024207



소개

인간 Presenilin 1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 알츠하이머병 연구 및 감마-세크레타제 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Presenilin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNLI; ACNINV3; Presenilin 1
종	인간
유전자 ID (인간)	5663
유전자 ID	5663
면역원	인간 Presenilin 1 (NP_000012.1)의 아미노산 290-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49768
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백