


Wb, Elisa용 항-Prex1 다클론 항체 - Q8Tcu6

품목 번호: CM0019188



소개

PREX1 토끼 pAb는 PIP3와 G단백질 베타-감마 서브유닛에 의해 활성화되는 RAC GEF인 인간 PREX1을 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합하며 신호전달 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PREX1 토끼 pAb
비고/별칭	P-REX1; PREX1
종	인간
유전자 ID (인간)	57580
면역원	인간 PREX1 (NP_065871.2)의 아미노산 1000-1300에 해당하는 서열을 포함한 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TCU6
단백질 분자량	186kDa
배송	아이스 팩