

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Prg2 폴리클로날 항체 - P13727

품목 번호: CM0028998



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Anti-PRG2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 쥐 및 랫트 PRG2를 검출합니다. 면역 방어 기전, 과민 반응 및 항기생충 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	비고/별칭	종(Species)	GeneID (인간)	GeneID	면역원	공급원	카테고리	응용	교차 반응성	SWISS	단백질 크기	배송
PRG2 Rabbit pAb	MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2	Human	5553	5553	인간 PRG2 (NP_002719.3)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드	Rabbit	Polyclonal Antibodies	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	Human, Mouse, Rat	P13727	25 kDa	아이스백