

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Prg2 토끼 다클로날 항체 - P13727

품목 번호: CM0021129



소개

인간 PRG2 (proMBP)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 항기생충 방어 및 면역 과민 반응에 관여하는 세포독소 및 선충독소를 표적합니다. 면역학 및 전염병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRG2 Rabbit pAb
비고/별칭	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; 골수 프로테오글리칸
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5553
GeneID	5553
면역원	재조합 단백질 인간 PRG2(NP_002719.3)의 아미노산 17-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13727
단백질 분자량	23kDa/25kDa
배송	아이스 백(Ice bag)