

Wb 및 Elisa용 Anti-Prg4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q92954

품목 번호: CM0013563

소개

인간 PRG4 (lubricin/MSF)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며, 쥐(Rat)와 교차 반응을 나타냅니다. 예상 분자량은 151 kDa이며, 관절 윤활 및 활액 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRG4 Rabbit pAb
비고/별칭	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
종	Human (인간)
Gene ID	10216 (Human)
면역원	인간 PRG4 (NP_001121180.2)의 아미노산 1264-1363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Rat (쥐)
SWISS	Q92954
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스백