

Wb, Elisa용 항Prim2 토끼 다클론 항체 - P49643

품목 번호: CM0015133



소개

인간 PRIM2(DNA 프리머아제 대단위)에 타겟팅하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차반응합니다. DNA 복제 및 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRIM2 토끼 pAb
비고/별칭	p58; PRIM2A; PRIM2
종	인간
유전자 ID (인간)	5558
유전자 ID	5558
면역원	제조합 단백질 인간 PRIM2 (NP_000938.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49643
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백