


Anti-Prion Protein (Cd230/Prpc) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04156

품목 번호: CM0028380



소개

인간 프리온 단백질(PrP, CD230)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 프리온 질환 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Prion Protein Rabbit pAb
비고/별칭	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
종	인간
GeneID	5621
면역원	인간 프리온 단백질(NP_001073592.1)의 아미노산 23-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04156
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩