


Wb, Elisa용 항프리온 단백질 단일클론 항체 - P04156

품목 번호: CM0008615



소개

인간 프리온 단백질(Prion Protein, P04156)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 프리온 질환 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	프리온 단백질 토끼 mAb
비고/별칭	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; 프리온 단백질
종	인간
유전자 ID(인간)	5621
면역원	합성 펩타이드: 인간 프리온 단백질(P04156)의 아미노산 154-253번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P04156
단백질 분자량	28kDa
배송	얼음팩