


웨스턴 블롯, Elisa용 항-프리온 단백질 폴리클로날 항체 - P04156

품목 번호: CM0024107



소개

인간 프리온 단백질(PRNP)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 프리온 질환, 신경 발달 및 철 항상성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	프리온 단백질 토끼 pAb
비고/별칭	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; 프리온 단백질
종	인간
GeneID (인간)	5621
GeneID	5621
면역원	인간 프리온 단백질(NP_001073592.1)의 아미노산 23-230 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04156
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩