

Wb 및 Elisa용 Anti-Prk2/Pkn2 단일클론 항체 - Q16513

품목 번호: CM0002768



소개

인간 PRK2/PKN2(PKN 감마)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 주기, 세포골격 역학 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
비고/별칭	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
종	인간
GeneID (인간)	5586
GeneID	5586
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q16513
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백