

Wb 및 Elisa용 항Prk2/Pkn2 토끼 다클론 항체 - Q16513

품목 번호: CM0022209



소개

인간 PRK2/PKN2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스, 래트와 교차반응합니다. Rho/Rac 신호전달, 세포주기 진행, 액틴 세포골격 역동성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRK2/PKN2 토끼 pAb
비고/별칭	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
종	인간
GeneID (인간)	5586
GeneID	5586
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	마우스, 래트
SWISS	Q16513
단백질 분자량	112kDa
배송 방식	아이스백