

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prkab2 토끼 다클로날 항체 - O43741

품목 번호: CM0025051



소개

인간 PRKAB2(AMPK beta-2 서브유닛)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 대사 및 에너지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRKAB2 Rabbit pAb
비고/별칭	PRKAB2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5565
GeneID	5565
면역원	인간 PRKAB2 (NP_005390.1)의 아미노산 1-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O43741
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩