

Anti-Prkacg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - P22612

품목 번호: CM0024888

소개

인간 PRKACG를 표적으로 하는 고품질 래빗 폴리클로날 항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. cAMP 의존성 키나제 신호 전달 및 고환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKACG Rabbit pAb
비고/별칭	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
종	인간
유전자 ID (인간)	5568
유전자 ID	5568
면역원	인간 PRKACG (NP_002723.2)의 아미노산 1-351 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원료	래빗
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22612
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백