


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Prkag1 토끼 다클론 항체 - P54619

품목 번호: CM0028303



소개

인간 PRKAG1(AMPK 감마-1 서브유닛)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응성이 있습니다. 에너지 대사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRKAG1 토끼 pAb
비고/별칭	AMPKG; PRKAG1
종	인간
유전자 ID (인간)	5571
면역원	인간 PRKAG1 (NP_002724.1)의 아미노산 1-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54619
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스백