

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Prkag3 토끼 다클로날 항체 - Q9Ugi9

품목 번호: CM0017987

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 PRKAG3 (AMPK gamma-3 서브유닛)을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 에너지 대사 및 근육 에너지 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKAG3 Rabbit pAb
비고/별칭	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	53632
GeneID	53632
면역원	인간 PRKAG3 (NP_059127.2)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UGI9
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)