

Anti-Prkar2B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

품목 번호: CM0002559

소개

cAMP 의존성 단백질 키나제 II-베타형의 조절 소단위인 PRKAR2B에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. cAMP 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKAR2B Rabbit mAb
비고/별칭	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	5577
GeneID	5577
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 PRKAR2B (P31323)의 아미노산 319-418 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P31323
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)