

Wb, Elisa용 항-Prkcdbp (Cavin-3) 토끼 다클론 항체 - Q969G5

품목 번호: CM0020684

소개

인간 PRKCDBP (Cavin-3/SRBC)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 카베올라 역학 및 일주기 리듬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKCDBP 토끼 pAb
비고/별칭	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
종	인간
유전자ID (인간)	112464
면역원	재조합 단백질: 인간 PRKCDBP (NP_659477.2)의 아미노산 75-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q969G5
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스팩