

Anti-Prkcq (Npkc-Theta) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q04759

품목 번호: CM0030323



소개

인간 PRKCQ (nPKC-theta)에 대한 Western blot (WB) 및 ELISA용 Rabbit polyclonal antibody. 생쥐 및 쥐와 교차 반응. T-세포 수용체 신호전달 및 면역 반응 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRKCQ Rabbit pAb
비고/별칭	PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ
종	인간
GeneID (인간)	5588
GeneID	5588
면역원	재조합 단백질 인간 PRKCQ (NP_006248.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q04759
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백