

Wb, Elisa용 항-PrkcsH 단클론 항체 - P14314

품목 번호: CM0003818



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-PRKCSH 토끼 단클론 항체로, 소포체에 존재하는 글루코시다아제 II의 조절 서브유닛인 인간 PRKCSH(59kDa)와 특이적으로 반응합니다. 당단백질 품질 관리 및 소포체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRKCSH 토끼 mAb
비고/별칭	GIIB; PCLD; PLDI; G19P1; PCLDI; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
종	인간
유전자ID (인간)	5589
유전자ID	5589
면역원	합성 펩티드 인간 PRKCSH (P14314)의 아미노산 429-528번 서열에 상응하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14314
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백