

Wb 및 Elisa용 Anti-Prkcsh 폴리클로날 항체 - P14314

품목 번호: CM0029663



소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 인간, 마우스 및 쥐의 PRKCSH(글루코시데이즈 2 서브유닛 베타)와 반응하며, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 당단백질 처리 및 다낭성 신장병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRKCSH Rabbit pAb
비고/별칭	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
종	인간
GeneID	5589
면역원	인간 PRKCSH (P14314)의 아미노산 130-275 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P14314
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백