


Wb 및 Elisa용 항-Prkd3 토끼 다클론 항체 - O94806

품목 번호: CM0028057



소개

인간 PRKD3(세린/트레오닌-단백질 키나아제 D3, EPK2, PRKCN)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 생쥐와 교차 반응합니다. 디아실글리세롤 신호 전달 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKD3 토끼 pAb
비고/별칭	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
종	인간
유전자ID	23683
면역원	인간 PRKD3(NP_005804.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O94806
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스팩