


Wb 및 Elisa용 항Prkg1 다클론 항체 - Q13976

품목 번호: CM0028855



소개

인간 PRKG1(cGMP 의존성 단백질 키나아제 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 평활근, 혈소판 및 중추신경계 연구에서 NO/cGMP 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKG1 토끼 pAb
비고/별칭	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK 1; PRKG1B; PRKGRIIB; cGKI-BETA; cGKI-alpha; PRKG1
종	인간
유전자 ID (인간)	5592
유전자 ID	5592
면역원	인간 PRKG1 (NP_006249.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13976
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백