

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Prkg2 다클론 항체 - Q13237

품목 번호: CM0020802



소개

인간 PRKG2 (cGKII)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 장 분비, 뼈 성장 및 시냅스 가소성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRKG2 토끼 pAb
비고/별칭	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
종	인간
유전자 ID (인간)	5593
면역원	인간 PRKG2 (NP_006250.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q13237
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백