

Anti-Prkra/Pact Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75569

품목 번호: CM0028770



소개

인간 PRKRA/PACT를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 약 34kDa 밴드를 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. PKR 활성화, RNA 간섭 및 세포자멸사 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKRA/PACT Rabbit pAb
비고/별칭	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8575
GeneID	8575
면역원	인간 PRKRA/PACT (NP_003681.1)의 아미노산 1-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	O75569
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백