


Anti-Prkrip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H875

품목 번호: CM0021636



소개

PRKRIP1 Rabbit polyclonal 항체는 인간, 마우스 및 래트 PRKRIP1을 검출하며, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. PRKRIP1은 전구체 mRNA 접합에 필요한 중요한 스플라이스좀 구성 요소로, 이 항체는 RNA 처리 및 스플라이스좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRKRIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	C114; KRBOX3; PRKRIP1
종	인간
GeneID (Human)	79706
GeneID	79706
면역원	인간 PRKRIP1 (NP_078929.1)의 아미노산 67-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H875
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백