

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Prl 토끼 다클로날 항체 - P01236

품목 번호: CM0021436



소개

인간 프로락틴(PRL, ~26kDa)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 수유 및 유선 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRL Rabbit pAb
비고/별칭	GHA1; PRL
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5617
유전자 ID	5617
면역원(Immunogen)	인간 PRL (NP_001157030.1)의 아미노산 29-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P01236
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)