

Anti-Prl/Prolactin Rabbit Monoclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - P01236

품목 번호: CM0009900



소개

IHC-P 및 ELISA 애플리케이션을 위한 인간 프로락틴을 타겟팅하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플의 수유 및 호르몬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRL/Prolactin Rabbit mAb
비고/별칭	GHA1
종	Human
GeneID (Human)	5617
GeneID	5617
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P01236
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩