

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Prmt1 토끼 단클론 항체 - Q99873

품목 번호: CM0005347



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 단클론 항-PRMT1 항체. 인간, 마우스 및 래트 PRMT1(42kDa)을 인식합니다. 아르기닌 메틸화, 후성유전학적 조절 및 암 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRMT1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
종	인간
유전자 ID (인간)	3276
유전자 ID	3276
면역원	합성 펩타이드 인간 PRMT1(Q99873)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99873
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩