


## Anti-Prmt2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P55345

품목 번호: CM0023644



### 소개

인간 PRMT2를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. PRMT2 매개 메틸화와 관련된 후성유전학 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | PRMT2 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭   | HRMTIL1; PRMT2                                                 |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자 ID  | 3275                                                           |
| 면역원     | 인간 PRMT2 (NP_001526.2)의 아미노산 290-433에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천      | 토끼                                                             |
| 범주      | 폴리클론항체                                                         |
| 응용 분야   | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성  | 인간                                                             |
| SWISS   | P55345                                                         |
| 단백질 분자량 | 49kDa                                                          |
| 배송      | 아이스백                                                           |