


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Prmt5 단클론 항체 - O14744

품목 번호: CM0003919



소개

인간 PRMT5에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 PRMT5(예측 73kDa)를 검출합니다. 후성유전학 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PRMT5 토끼 mAb
비고/별칭	HSL7; JBPI; SKB1; IBP72; SKBIHs; HRMTIL5; PRMT5
종	인간
GeneID (인간)	10419
GeneID	10419
면역원	인간 PRMT5(O14744)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14744
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩